

«Амбир-01» - аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии работает на принципе непрерывного подогрева потока жидкости за счет нагрева теплообменника, обеспечивая высокую эффективность лечебных мероприятий при проведении инфузионно-трансфузионной терапии.

Подогрев инфузионных растворов, крови и кровезаменителей является одним из условий правильного проведения инфузионно-трансфузионной терапии. Использование аппарата «Амбир-01» в повседневной врачебной практике поможет улучшить состояние больного в до-, интра и послеоперационном периоде, уменьшить осложнения, вызванные гипотермией.

ТЕПЛООБМЕННИК



- для эффективного нагрева достаточно 2-3 оборотов магистрали вокруг теплообменника
- один виток магистрали вокруг теплообменника 450 мм
- желобки теплообменника сделаны с учетом максимального обхвата магистрали для эффективного нагрева переливаемых жидкостей
- возможность использования 2х магистралей одновременно
- напряжение питания 230 В
- тип/класс защиты от поражения электротоком В/І

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



- LED-дисплей
- кнопки управления
- светодиодный индикатор
- высокая точность поддержания температуры
- температура устанавливается в диапазоне 34-41,5 °C
- среднее энергопотребление: менее 30 Вт/час
- класс защиты от проникновения воды IP23
- быстрый нагрев до необходимой температуры (2-4 минуты)

КРЕПЛЕНИЕ



- крепление подойдет к стойкам от 15 до 55 мм в диаметре
- надежное крепление к стойке без скольжения

отличительная особенность модификации «АМПИР-01А» - комбинированное управление работой аппарата с использованием шатла: запуск/остановка нагрева, изменение температуры. Модификация аппарата выбирается по желанию покупателя



СТОЙКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ СУИР

крючки для размещения флаконов или пакетов с инъекциями



стол для манипуляций

крючок для фиксации оборудования и зажимной винт для регулировки высоты
высота регулирования 1,3-2,2 м.



пять специально прорезиненных колесиков с двумя стояночными тормозами
Диаметр основания - 0,55 м.
Вес не более 4,5 кг



Стойка выполнена из нержавеющей стали

ОДО «ТахатАкси»

Республика Беларусь, 220101

г. Минск, пр. Рокоссовского, 166, пом. 1Н

www.tahat.by



«AMPIRmini»-комплекс подогрева жидкостей и растворов при инфузионной терапии и искусственном кормлении



ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

предотвращения и лечения гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра- и послеоперативных периодах.

ПОЗВОЛЯЕТ:

- поддерживать заданную температуру в диапазоне 34-42°C в течение 24 ч
- использовать две инфузионные магистрали разного диаметра одновременно
- обеспечить правильную и эффективную инфузионно-трансфузионную терапию
- проводить инфузионную терапию с низкой скоростью введения от 0-300мл/час
- вводить питательные растворы через назальный или энтеральный зонды
- работать от автономного источника в течение 3-х часов
- работать от бортовой сети автомобиля



ПРИМЕНЕНИЕ:

отделения хирургии, реанимации и интенсивной терапии; клиники, кардиологические центры, машины СМП, медицина катастроф, медицинские научно-исследовательские институты и другие лечебно-профилактические учреждения.



АМПИР-01

АППАРАТ ПОДОГРЕВА КРОВИ,
КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ И РАСТВОРОВ
ПРИ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

предотвращения и лечения
гипотермии и вызываемых ею
осложнений в до-, интра-
и послеоперативных периодах



ПРИМЕНЕНИЕ:

поликлиники, операционные, палаты
реанимации, везде, где требуется
инфузионная терапия, переливание крови
и кровезаменителей

АМПИР-01

ПОЗВОЛЯЕТ:

- поддерживать заданную температуру в диапазоне 34-41,5 °C в течение 24 ч
- проводить правильную и эффективную инфузионно-трансфузионную терапию
- обеспечить обогрев крови, кровезаменителей и инфузионных растворов
- производить намотку одной или нескольких инфузионных магистралей